

B-2S, blocco

DESCRIZIONE

B-2S blocco per una micropiastra a pozzetto Sarstedt® Megablock 96/2200 µl - Cat.No. 82.1972.002



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010159-CK

B-2S blocco per una micropiastra a pozzetto
Sarstedt® Megablock 96/2200 µl



TS-DW

Without thermoblock

Agitatore termico per micropiastre a pozzetto

TS-DW Agitatore termico progettato per l'agitazione e la termostatazione di micropiastre a pozzetto. Un principio multisistema, utilizzato nella progettazione dell'agitatore termico, consente di utilizzarlo come fossero 3 strumenti indipendenti:

- Incubatore; ...

[Leggi di più](#)