


B-2V, blocco

DESCRIZIONE

B-2V blocco per una micropietra a pozzetto Vector-Best® 96/1000 µl



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010159-BK



TS-DW

Without thermoblock

Agitatore termico per micropiastre a pozzetto

TS-DW Agitatore termico progettato per l'agitazione e la termostatazione di micropiastre a pozzetto. Un principio multisistema, utilizzato nella progettazione dell'agitatore termico, consente di utilizzarlo come fossero 3 strumenti indipendenti:

- Incubatore; ...

[Leggi di più](#)