

## R-0.5/0.2M, rotore

### DESCRIZIONE

Rotore per 12 microvette da 0,5 ml e 12 microprovette da 0,2 ml

### SPECIFICHE

Quantità di provette da 0,5 ml

12

Quantità di provette da 0,2 ml

12



### NUMERO DI CATEGORIA

BS-010201-BK

Rotore R-0.5/0.2M



**FV-2400 Microspin**  
Con rotori R-1.5M, R-0.5/0.2M  
Minicentrifuga-Vortex

La mini-centrifuga Micro-Spin **FV-2400** è concepita appositamente per la ricerca nel campo dell'ingegneria genetica (per esperimenti di diagnostica basata sulla PCR). L'unità può essere usata in laboratori microbiologici, biochimici e ...

[Leggi di più](#)