

R-1.5M, rotore

DESCRIZIONE

Rotore per 12 microprovette da 1,5/2 ml

SPECIFICHE

Quantità di provette da 2 ml

12

Quantità di provette da 1,5 ml

12



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010201-AK

Rotore R-1.5M



FV-2400 Microspin
Con rotori R-1.5M, R-0.5/0.2M
Minicentrifuga-Vortex

La mini-centrifuga Micro-Spin **FV-2400** è concepita appositamente per la ricerca nel campo dell'ingegneria genetica (per esperimenti di diagnostica basata sulla PCR). L'unità può essere usata in laboratori microbiologici, biochimici e ...

[Leggi di più](#)