

R-0.5/0.2, rotore

DESCRIZIONE

Rotore per 12 microvette da 0,5 ml e 12 microprovette da 0,2 ml

SPECIFICHE

Quantità di provette da 0,5 ml	12
Quantità di provette da 0,2 ml	12



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010205-BK	Rotore R-0.5/0.2
--------------	------------------

ACCESSORI



FVL-2400N Combi-Spin

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Minicentrifuga-Vortex



MSC-3000

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Minicentrifuga-Vortex Multi-spin



MSC-6000

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Minicentrifuga-Vortex multi-spin

La mini-centrifuga/vortex **FVL-2400N** è concepita appositamente per la ricerca nel campo dell'ingegneria genetica (per esperimenti di diagnostica basati sulla PCR). L'unità può essere usata in laboratori microbiologici, biochimici e ...

[Leggi di più](#)

La centrifuga/vortex **Multi-Spin MSC-3000** è il risultato dei molti anni di evoluzione della tecnologia Spin-Mix-Spin, pensata per raccogliere i microvolumi di reagenti sul fondo della microprovetta (prima centrifugazione spin), quindi ...

[Leggi di più](#)

La centrifuga/vortex **Multi-Spin MSC-6000** è il prodotto di molti anni di evoluzione della tecnologia Spin-Mix-Spin, messa a punto per raccogliere microvolumi di reagenti sul fondo della microprovetta (prima centrifugazione spin), ...

[Leggi di più](#)