

A-05, adattatore

DESCRIZIONE

Adattatore 12 pezzi per microprovette 0,5 ml

SPECIFICHE

Quantità di provette da 0,5 ml

12



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010213-AK

Adattatore A-05 - 12 pezzi per microprovette 0,5 ml

ACCESSORI



Microspin 12 Plus

Including MSL-SC lid, adapters A-02, A-05
Mini-centrifuga ad alta velocità

La mini-centrifuga ad alta velocità **Microspin 12 Plus** è una centrifuga compatta da tavolo progettata per i laboratori biomedici.

Microspin 12 Plus è utilizzata per l'estrazione di campioni di RNA/DNA, ...

[Leggi di più](#)



Microspin 12

Including MSL-SC lid, adapters A-02, A-05
Mini-centrifuga ad alta velocità

La mini-centrifuga ad alta velocità **Microspin 12** è una centrifuga compatta da tavolo progettata per i laboratori biomedici.

Microspin 12 è utilizzata per l'estrazione di campioni di RNA/DNA, per la ...

[Leggi di più](#)