

## BN-16/100, set di adattatori

### DESCRIZIONE

Per rotore R-12/10, Ri-12/10 set opzionale di adattatori (12 pz) - BN-16/100 per i vacutainer da 8-10 ml



### NUMERO DI CATEGORIA

**BS-010208-RK**

Per rotore R-12/10, Ri-12/10 set opzionale di  
adattatori (12 pz) - BN-16/100 per i vacutainer da  
8-10 ml



**LMC-3000**  
Without rotor  
Centrifuga da laboratorio

LMC-3000 è una moderna centrifuga da banco a bassa velocità progettata per il funzionamento con micropiastre e provette per centrifuga fino a 50 ml. Questo dispositivo è ampiamente usato nei ...

[Leggi di più](#)



**LMC-12**  
Without rotor  
Centrifuga da laboratorio

LMC-3000 è una moderna centrifuga da banco a bassa velocità progettata per il funzionamento con micropiastre e provette per centrifuga fino a 50 ml. Questo dispositivo è ampiamente usato nei ...

[Leggi di più](#)



**LMC-4200R**  
Without rotor  
Centrifuga refrigerata da laboratorio

La centrifuga da banco per laboratorio con funzione di refrigerazione LMC-4200R assicura il controllo della temperatura dei materiali biologici durante la centrifugazione. Il controllo della temperatura del cosiddetto "cold-shelf" (ripiano ...

[Leggi di più](#)



**LMC-56**  
Without rotor  
Centrifuga da laboratorio

Nuova moderna centrifuga da laboratorio da banco a bassa velocità LMC-56, progettata per una comoda sedimentazione, centrifugazione e raccolta dei campioni necessari. Prevede il funzionamento con provette, sistemi di ...

[Leggi di più](#)



**R-12/10**  
BS-010208-BK  
rotore

Rotore oscillante per provetta da centrifuga con fondo tondo.



**Ri-12/10**  
BS-010221-MK  
rotore

Rotore oscillante per provetta da centrifuga con fondo tondo.