

## RR-U, supporto rotore

### DESCRIZIONE

Supporto rotore



### NUMERO DI CATEGORIA

BS-010208-UK

Supporto rotore RR-U

### ACCESSORI



**LMC-3000**

Without rotor

Centrifuga da laboratorio

**LMC-3000** è una moderna centrifuga da banco a bassa velocità progettata per il funzionamento con micropiastre e provette per centrifuga fino a 50 ml. Questo dispositivo è ampiamente usato nei ...

[Leggi di più](#)



**LMC-4200R**

Without rotor

Centrifuga refrigerata da laboratorio

La centrifuga da banco per laboratorio con funzione di refrigerazione **LMC-4200R** assicura il controllo della temperatura dei materiali biologici durante la centrifugazione. Il controllo della temperatura del cosiddetto "cold-shelf" (ripiano ...

[Leggi di più](#)



**LMC-56**

Without rotor

Centrifuga da laboratorio

Nuova moderna centrifuga da laboratorio da banco a bassa velocità **LMC-56**, progettata per una comoda sedimentazione, centrifugazione e raccolta dei campioni necessari. Prevede il funzionamento con provette, sistemi di ...

[Leggi di più](#)



**BR-4U**

BS-010221-AK

Rotore

Rotore a cestello oscillante senza adattatori



**BA-2/50**

BS-010221-CK

Adattatori

Adattatore per 2 provette da 50 ml (set di 4 pz)



**BA-4/FT**  
BS-010221-YK  
Adattatori

Adattatore per 4 provette con fondo conico da 15 ml (set di 4 pz)



**BA-4/VT**  
BS-010221-4K  
Adattatori

Adattatore per per quattro adattatori vacutainer (set di 4 pz). Includi adattatori vacutainer da 8-9 ml [16 x 100], BN-16/100-16.



**BA-4/RT**  
BS-010221-3K  
Adattatori

Adattatore per 4 provette con fondo tondo da 10 ml (set di 4 pz)



**BA-8/5**  
BS-010221-FK  
Adattatori

Adattatore per 8 provette da 5 ml (set di 4 pz)



**BA-14/2U**  
BS-010221-JK  
Adattatori

Adattatore per 14 provette da 2 ml (set di 4 pz)



**R-6**  
BS-010208-DK  
rotore

Rotore oscillante per provetta da centrifuga con fondo conico. Secchielli in alluminio.



**R-6P**  
BS-010208-XK  
rotore

Rotore oscillante per provetta da centrifuga con fondo conico. Secchielli in plastica (POM Kocetal).



**Ri-6**  
BS-010221-HK  
rotore

Rotore oscillante per provetta da centrifuga con fondo conico. Secchielli in alluminio.



**Ri-6P**  
BS-010221-IK  
rotore

Rotore oscillante per provetta da centrifuga con fondo conico. Secchielli in plastica (POM Kocetal).



**RMT-24**  
BS-010221-BK  
rotore

Rotore ad angolo fisso per microprovette da 24 - 1,5 o 2 ml



**R-12/10**  
BS-010208-BK  
rotore

Rotore oscillante per provetta da centrifuga con fondo tondo.



**Ri-12/15 rotore**  
BS-010221-KK

Rotore oscillante per provetta da centrifuga con fondo conico.



**Ri-12/10**  
BS-010221-MK  
rotore

Rotore oscillante per provetta da centrifuga con fondo tondo.



**R-24/10**  
BS-010212-JK  
rotore

Rotore girevole per provette da centrifuga con fondo arrotondato.



**Ri-24/10**  
BS-010221-LK  
rotore

Rotore girevole per provette da centrifuga con fondo arrotondato.



**R-12/15 rotore**  
BS-010208-EK

Rotore oscillante per provetta da centrifuga con fondo conico.



**R-2**  
BS-010208-AK  
rotore

Rotore oscillante per piastre da microtitolazione standard a 96 pozzetti, piastre per PCR con piastra, piastre di profondità fino a 45 mm



**Ri-2**  
BS-010221-GK  
rotore

Rotore oscillante per piastre da microtitolazione standard a 96 pozzetti, piastre per PCR con piastra, piastre di profondità fino a 45 mm



**R-24GC**  
BS-010208-VK  
rotore

Rotore per 24 Gel Cards per il test sierologico del gruppo sanguigno (Forward Group, Gruppo Reverse, Rh Tipo e 3 cell antibody screen). RCF 280 x g



**Ri-24GC**  
BS-010221-NK  
rotore

Rotore per 24 Gel Cards per il test sierologico del gruppo sanguigno (Forward Group, Gruppo Reverse, Rh Tipo e 3 cell antibody screen). RCF 280 x g