

B23-1.5, blocco

DESCRIZIONE

23 alloggiamenti per microprovette da 1,5 ml, profondità 35 mm

SPECIFICHE

Quantità di provette da 1,5 ml	23
Profondità	35 mm



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010418-DK

B23-1.5



CH 3-150
Without thermoblock
Termostato riscaldante e raffreddante

Combitherm-2 CH 3-150 è progettato appositamente per stabilizzare termicamente i materiali a temperature da -3°C a $+150^{\circ}\text{C}$, secondo i metodi di analisi utilizzati. Ai fini di una funzionalità ottimale e ...

[Leggi di più](#)