

# Sonda di temperatura esterna

## DESCRIZIONE

Una sonda esterna consente il controllo diretto della temperatura dei liquidi durante l'agitazione.

Un cavo è rivestito in Teflon, resistente alle sollecitazioni meccaniche, elastico e chimicamente stabile agli oli, agli acidi nonché ai reagenti e ai liquidi aggressivi

## SPECIFICHE

Intervallo di temperatura di esercizio	-50°C ... +250°C
Lunghezza del cavo	1 m
Connessione	tipo K
Tipo di sonda	Termocoppia



## NUMERO DI CATEGORIA

BS-010309-BK

Sonda di temperatura esterna



**Intelli-Stirrer MSH-300i**  
BS-010309-AAA  
Agitatore magnetico con piastra calda

L'**Intelli-Stirrer MSH-300i** è un agitatore magnetico di nuova generazione. I contenitori per gli agitatori sono realizzati in metallo verniciato con polveri chimicamente resistenti ad acidi e alcali. Gli agitatori ...

[Leggi di più](#)