

MP-1

DESCRIZIONE

Agitatore a pala (70 x 70 mm)

SPECIFICHE

Genere

Agitatore a pala

Dimensione

378 × (70 × 70) × 8 mm



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010306-AK

MP-1



MM-1000

Without stirrer

Agitatore sopraelevato multimiscelatore

L'agitatore sopraelevato multimiscelatore **MM-1000** è progettato per l'agitazione di liquidi di volume fino a 20 litri. Miscelatore silenzioso e affidabile che può assicurare una miscelazione stabile e continua, ininterrottamente fino ...

[Leggi di più](#)