

MC-1

DESCRIZIONE

Agitatore a centrifuga (ø 60 mm)

SPECIFICHE

Genere	Agitatore a centrifuga
Dimensione	358 × 60 (110) × 8 mm



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010306-EK

MC-1



MM-1000

Without stirrer

Agitatore sopraelevato multimiscelatore

L'agitatore sopraelevato multimiscelatore **MM-1000** è progettato per l'agitazione di liquidi di volume fino a 20 litri. Miscelatore silenzioso e affidabile che può assicurare una miscelazione stabile e continua, ininterrottamente fino ...

[Leggi di più](#)