

MC-1

DESCRIZIONE

Agitatore a centrifuga (ø 60 mm)

SPECIFICHE

Dimensione 358 × 60 (110) × 8 mm

Genere Agitatore a centrifuga



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010306-EK MC-1

MC-1 Page 1 of 2



MM-1000 Without stirrer Agitatore sopraelevato multimiscelatore

L'agitatore sopraelevato multimiscelatore **MM-1000** è progettato per l'agitazione di liquidi di volume fino a 20 litri. Miscelatore silenzioso e affidabile che può assicurare una miscelazione stabile e continua, ininterrottamente fino ...

Leggi di più

MC-1 Page 2 of 2