

HB-330

DESCRIZIONE

Barra di sostegno aggiuntiva per UP-330



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010145-BK	Barra di sostegno aggiuntiva HB-330 per UP-330
--------------	--

ACCESSORI



UP-330
BS-010145-AK
piattaforma

Piattaforma universale rimovibile che può accogliere contenitori di vetro da laboratorio di diversa forma.



PSU-20i
Without platform
Agitatore orbitale multifunzione

L'agitatore è progettato per essere utilizzato sia in piccoli laboratori specializzati sia in grandi laboratori multidisciplinari: la scelta tra nove (9) diverse piattaforme intercambiabili fornisce la possibilità di eseguire procedure ...

[Leggi di più](#)