

Supporto a carosello


DESCRIZIONE

Supporto a carosello (rotante) per 6 pipette

SPECIFICHE

Capacità

6



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010522 Supporto a carosello (rotante) per 6 pipette

ACCESSORI



Pipette serie Assist
Adjustable volume pipettes - Single channel

Le pipette serie Assist sono a volume variabile, a singolo canale o a 8, 12 canali concepite per misurare e trasferire volumi da 0,1 µl a 10 000 µl a seconda ...

[Leggi di più](#)



Assist
Adjustable volume pipettes - Single channel
serie di pipette con blocco del volume

Le pipette serie Assist con blocco del volume sono a volume variabile, a singolo canale o a 8, 12 canali concepite per misurare e trasferire volumi da 0,1 µl a ...

[Leggi di più](#)