


# Supporto a 4 posizioni

## DESCRIZIONE

## SPECIFICHE

Capacità

4



## NUMERO DI CATEGORIA

BS-010525

Supporto a 4 posizioni

## ACCESSORI



**Pipette serie Assist**  
Adjustable volume pipettes - Single channel

Le pipette serie **Assist** sono a volume variabile, a singolo canale o a 8, 12 canali concepite per misurare e trasferire volumi da 0,1 µl a 10 000 µl a seconda ...

[Leggi di più](#)



**Assist**  
Adjustable volume pipettes - Single channel  
serie di pipette con blocco del volume

Le pipette serie **Assist** con blocco del volume sono a volume variabile, a singolo canale o a 8, 12 canali concepite per misurare e trasferire volumi da 0,1 µl a ...

[Leggi di più](#)