

R-24/10, rotore

DESCRIZIONE

Rotore girevole per provette da centrifuga con fondo arrotondato.

SPECIFICHE

Tipo di Rotor	Oscillante
Dimensioni (Ø × lunghezza)	16 × 105 mm
Capacità	24
Il volume del provetta	10–15 ml
Max. velocità	4000 rpm
Max. RCF: LMC-4200R	2860 × g
Produttori di provetta	Nunc, Greiner, Greiner Bio-one, TPP etc.
Autoclavabile	+



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010212-JK

Rotore R-24/10



LMC-4200R
Without rotor
Centrifuga refrigerata da laboratorio

La centrifuga da banco per laboratorio con funzione di refrigerazione **LMC-4200R** assicura il controllo della temperatura dei materiali biologici durante la centrifugazione. Il controllo della temperatura del cosiddetto "cold-shelf" (ripiano ...

[Leggi di più](#)



BN-13/75-24
BS-010221-RK
set di adattatori

Per rotore R-24/10, Ri-24/10 set opzionale di adattatori (24 pz) - BN-13/75-24 per i vacutainer da 2-5 ml



BN-13/100-24
BS-010221-SK
set di adattatori

Per rotore R-24/10, Ri-24/10 set opzionale di adattatori (24 pz) - BN-13/100-24 per i vacutainer da 4-8 ml



BN-16/100-24
BS-010221-TK
set di adattatori

Per rotore R-24/10, Ri-24/10 set opzionale di adattatori (24 pz) - BN-16/100-24 per i vacutainer da 8-10 ml



RR-U
BS-010208-UK
supporto rotore

Supporto rotore



BN-16/90
BS-010208-SK

Set adattatore di ricambio per rotore R-12/10, R-24/10 (12 pezzi).