

Set prefiltro esterno (polifosfato / carbone / 1 µm) con manometro

DESCRIZIONE



NUMERO DI **CATEGORIA**

BS-070104-LK

Set prefiltro esterno (polifosfato / carbone / 1 μm) con manometro

ACCESSORI



Labaqua Trace BS-070105-A02 sistema per acqua ultrapura

Labaqua Trace produce acqua che soddisfa i requisiti dei metodi di analisi inorganica.



Labaqua HPLC BS-070104-A02 sistema per acqua ultrapura

Labaqua HPLC produce acqua con bassissimo contenuto di carbonio organico totale (total organic carbon, TOC), in grado di soddisfare quindi i requisiti dei metodi di cromatografia liquida. L'acqua prodotta dal ...



Labagua Bio Serbatoio di accumulo da 30 lt sistema per acqua ultrapura

Il sistema Labaqua Bio fornisce acqua con bassissimo contenuto organico e di RNasi/DNasi, destinata all'utilizzo in biologia molecolare, comprese le applicazioni sensibili alla RNasi.

Leggi di più