


Set prefiltro esterno (carbone / 1µm) con manometro

DESCRIZIONE



NUMERO DI CATEGORIA

BS-070104-KK

Set prefiltro esterno (carbone / 1µm) con manometro

ACCESSORI



Labaqua Trace
BS-070105-A02

sistema per acqua ultrapura



Labaqua HPLC
BS-070104-A02

sistema per acqua ultrapura



Labaqua Bio

Serbatoio di accumulo da 30 lt
sistema per acqua ultrapura

Labaqua Trace produce acqua che soddisfa i requisiti dei metodi di analisi inorganica.

Labaqua HPLC produce acqua con bassissimo contenuto di carbonio organico totale (total organic carbon, TOC), in grado di soddisfare quindi i requisiti dei metodi di cromatografia liquida. L'acqua prodotta dal ...

[Leggi di più](#)

Il sistema **Labaqua Bio** fornisce acqua con bassissimo contenuto organico e di RNasi/DNasi, destinata all'utilizzo in biologia molecolare, comprese le applicazioni sensibili alla RNasi.