

# Set prefiltro interno

## DESCRIZIONE



## NUMERO DI CATEGORIA

BS-070104-AK

Set prefiltro interno

## ACCESSORI



### Labaqua Trace

BS-070105-A02

sistema per acqua ultrapura



### Labaqua HPLC

BS-070104-A02

sistema per acqua ultrapura



### Labaqua Bio

Serbatoio di accumulo da 30 lt  
sistema per acqua ultrapura

**Labaqua Trace** produce acqua che soddisfa i requisiti dei metodi di analisi inorganica.

**Labaqua HPLC** produce acqua con bassissimo contenuto di carbonio organico totale (total organic carbon, TOC), in grado di soddisfare quindi i requisiti dei metodi di cromatografia liquida. L'acqua prodotta dal ...

[Leggi di più](#)

Il sistema **Labaqua Bio** fornisce acqua con bassissimo contenuto organico e di RNasi/DNasi, destinata all'utilizzo in biologia molecolare, comprese le applicazioni sensibili alla RNasi.