


# Modulo di deionizzazione

## DESCRIZIONE



## NUMERO DI CATEGORIA

BS-070104-IK

Modulo di deionizzazione

## ACCESSORI



**Labaqua Trace**  
BS-070105-A02

sistema per acqua ultrapura



**Labaqua HPLC**  
BS-070104-A02

sistema per acqua ultrapura



**Labaqua Bio**

Serbatoio di accumulo da 30 lt  
sistema per acqua ultrapura

**Labaqua Trace** produce acqua che soddisfa i requisiti dei metodi di analisi inorganica.

**Labaqua HPLC** produce acqua con bassissimo contenuto di carbonio organico totale (total organic carbon, TOC), in grado di soddisfare quindi i requisiti dei metodi di cromatografia liquida. L'acqua prodotta dal ...

[Leggi di più](#)

Il sistema **Labaqua Bio** fornisce acqua con bassissimo contenuto organico e di RNasi/DNasi, destinata all'utilizzo in biologia molecolare, comprese le applicazioni sensibili alla RNasi.