

TR-30/13, cremagliera

DESCRIZIONE

Cremagliera Provetta per tubi da $\varnothing 10$ a $\varnothing 13$ mm, capacità 30. 155x90x112 mm

SPECIFICHE

Capacità	30
Dimensione del tubo	$\varnothing 10-13$ mm



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010406-IK

Cremagliera Provetta per tubi da $\varnothing 10$ a $\varnothing 13$ mm,
capacità 30



WB-4MS

With base BP-1 and lid

Bagno ad acqua con agitazione

Bagno ad acqua-termostato **WB-4MS** è progettato per ricerche di laboratorio in ambito chimico, farmaceutico, medico e biologico.

WB-4MS consente una migliore stabilizzazione della temperatura (fino a 0,1°C) grazie all'agitatore magnetico ...

[Leggi di più](#)