

# BN-11/30

## DESCRIZIONE

Set adattatore di ricambio per rotore R-6P (POM Kocetal) (6 pezzi).

## SPECIFICHE

Materiale secchio	POM Kocetal
Il volume del provetta	50 ml
Max. velocità	4200 rpm
Max. temperatura	150 °C
Produttori di provetta	Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.
Autoclavabile	+



## NUMERO DI CATEGORIA

BS-010208-ZK

BN-11/30

## ACCESSORI



**LMC-3000**

Without rotor

Centrifuga da laboratorio

**LMC-3000** è una moderna centrifuga da banco a bassa velocità progettata per il funzionamento con micropiastre e provette per centrifuga fino a 50 ml. Questo dispositivo è ampiamente usato nei ...

[Leggi di più](#)



**LMC-12**

Without rotor

Centrifuga da laboratorio

**LMC-12** è una moderna centrifuga da banco a bassa velocità progettata per il funzionamento con micropiastre e provette per centrifuga fino a 50 ml. Questo dispositivo è ampiamente usato nei ...

[Leggi di più](#)



**LMC-4200R**

Without rotor

Centrifuga refrigerata da laboratorio

La centrifuga da banco per laboratorio con funzione di refrigerazione **LMC-4200R** assicura il controllo della temperatura dei materiali biologici durante la centrifugazione. Il controllo della temperatura del cosiddetto "cold-shelf" (ripiano ...

[Leggi di più](#)



**R-6P**

BS-010208-XK

rotore

Rotore oscillante per provetta da centrifuga con fondo conico. Secchielli in plastica (POM Kocetal).



**Ri-6P**

BS-010221-IK

rotore

Rotore oscillante per provetta da centrifuga con fondo conico. Secchielli in plastica (POM Kocetal).