

RS2, rack per installazione CPS-20 / CTR-6

DESCRIZIONE

Rack per installazione CPS-20 / CTR-6



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010425-HK

RS2

ACCESSORI



S-Bt Smart Biotherm

Software included + RS6, rack
with 3 shelves
incubatore a CO₂ compatto

S-Bt Smart Biotherm è progettato per operare nei settori della biologia cellulare (operazioni con colture cellulari e tessuti animali), della biologia molecolare (analisi delle reazioni DNA/RNA, reazioni di ibridazione), della ...

[Leggi di più](#)



CPS-20

Without platform
CO₂ agitatore

L'agitatore CPS-20 per CO₂ provvede un movimento orbitale controllato della piattaforma ed è appositamente progettato per CO₂ incubatore. Il CPS-20 è progettato per l'uso in ambienti aggressivi come ...

[Leggi di più](#)



CTR-6

BS-010174-A01
CO₂ Agitatore rotante

Agitatore rotante per provette CO₂ CTR-6 consente di regolare l'oscillazione e il rotolamento di un massimo di 6 rulli ed è progettato per l'uso specifico in incubatrici a CO₂. CTR-6 ...

[Leggi di più](#)