

Ri-12/10, rotore

DESCRIZIONE

Rotore oscillante per provetta da centrifuga con fondo tondo.

SPECIFICHE

Tipo di Rotor	Oscillante
Dimensioni (Ø × lunghezza)	16 × 105 mm
Capacità	12
Il volume del provetta	10–15 ml
Max. velocità	4200 rpm
Max. RCF	3160 × g
Produttori di provetta	Nunc, Greiner, Greiner Bio-one, TPP etc.
Autoclavabile	+



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010221-MK

Rotore Ri-12/10



LMC-56
Without rotor
Centrifuga da laboratorio

Nuova moderna centrifuga da laboratorio da banco a bassa velocità **LMC-56**, progettata per una comoda sedimentazione, centrifugazione e raccolta dei campioni necessari. Prevede il funzionamento con provette, sistemi di ...

[Leggi di più](#)



BN-13/75
BS-010208-PK
set di adattatori

Per rotore R-12/10, Ri-12/10 set opzionale di adattatori (12 pz) - BN-13/75 per i vacutainer da 2-5 ml



BN-13/100
BS-010208-QK
set di adattatori

Per rotore R-12/10, Ri-12/10 set opzionale di adattatori (12 pz) - BN-13/100 per i vacutainer da 4-8 ml



BN-16/100
BS-010208-RK
set di adattatori

Per rotore R-12/10, Ri-12/10 set opzionale di adattatori (12 pz) - BN-16/100 per i vacutainer da 8-10 ml



RR-U
BS-010208-UK
supporto rotore

Supporto rotore



BN-16/90
BS-010208-SK

Set adattatore di ricambio per rotore R-12/10, R-24/10 (12 pezzi).