

Ri-12/15 rotore

DESCRIZIONE

Rotore oscillante per provetta da centrifuga con fondo conico.

SPECIFICHE

Tipo di Rotor	Oscillante
Dimensioni (Ø × lunghezza)	17 × 120 mm
Capacità	12
Il volume del provetta	15 ml
Max. velocità	4200 rpm
Max. RCF	3160 × g
Produttori di provetta	Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.
Autoclavabile	+



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010221-KK

Rotore Ri-12/15

ACCESSORI



LMC-56

Without rotor
Centrifuga da laboratorio

Nuova moderna centrifuga da laboratorio da banco a bassa velocità **LMC-56**, progettata per una comoda sedimentazione, centrifugazione e raccolta dei campioni necessari. Prevede il funzionamento con provette, sistemi di ...

[Leggi di più](#)



RR-U

BS-010208-UK
supporto rotore

Supporto rotore



BN-17/120

BS-010208-TK

Set adattatore di ricambio per rotore R-12/15 (12 pezzi).