

## Ri-12/15 rotore

#### DESCRIZIONE

Rotore oscillante per provetta da centrifuga con fondo conico.

#### ■ SPECIFICHE

Tipo di Rotor	Oscillante
Dimensioni (Ø×lunghezza)	17 × 120 mm
Capacità	12
Il volume del provetta	15 ml
Max. velocità	4200 rpm
Max. RCF	3160 × g
Produttori di provetta	Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.
Autoclavabile	+



# NUMERO DI CATEGORIA

**BS-010221-KK** Rotore Ri-12/15

### ACCESSORI



LMC-56 Without rotor Centrifuga da laboratorio

Nuova moderna centrifuga da laboratorio da banco a bassa velocità LMC-56, progettata per una comoda sedimentazione, centrifugazione e raccolta dei campioni necessari. Prevede il funzionamento con provette, sistemi di ...

Leggi di più



RR-U BS-010208-UK supporto rotore

Supporto rotore



**BN-17/120** BS-010208-TK

Set adattatore di ricambio per rotore R-12/15 (12 pezzi).

Ri-12/15 rotore Page 1 of 1