

Ri-2, rotore

DESCRIZIONE

Rotore oscillante per piastre da microtitolazione standard a 96 pozzetti, piastre per PCR con piastra, piastre di profondità fino a 45 mm

SPECIFICHE

Tipo di Rotor	Oscillante
Dimensioni (w × l)	128 × 85.6 mm
Max. altezza	<45 mm
Capacità	2
Max. velocità	2000 rpm
Max. RCF	560 × g
Produttori di provetta	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one, etc.
Autoclavabile	+



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010221-GK

Rotore Ri-2

ACCESSORI



LMC-56
Without rotor
Centrifuga da laboratorio

Nuova moderna centrifuga da laboratorio da banco a bassa velocità **LMC-56**, progettata per una comoda sedimentazione, centrifugazione e raccolta dei campioni necessari. Prevede il funzionamento con provette, sistemi di ...

[Leggi di più](#)



AP-96
BS-010219-DK
adattatore
2 adattatori per 96 pozzetti semi bordate e non bordate piastre PCR - fatta di Ertacetal® C.
Autoclavabile



AP-384
BS-010219-EK
adattatore
2 adattatori per 384 pozzetti - fatta di Ertacetal® C.
Autoclavabile



RR-U
BS-010208-UK
supporto rotore

Supporto rotore