

Ri-24GC, rotore

DESCRIZIONE

Rotore per 24 Gel Cards per il test sierologico del gruppo sanguigno (Forward Group, Gruppo Reverse, Rh Tipo e 3 cell antibody screen). RCF 280 x g

SPECIFICHE

Tipo di Rotor	Oscillante
Dimensioni (l × w)	53 × 74 mm
Capacità	24
Max. velocità	1500 rpm
Max. RCF	280 × g
Carta di Gel Produttori	Grifols, DiaMed, etc.
Autoclavabile	+



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010221-NK

Rotore Ri-24GC

ACCESSORI



LMC-56
Without rotor
Centrifuga da laboratorio

Nuova moderna centrifuga da laboratorio da banco a bassa velocità **LMC-56**, progettata per una comoda sedimentazione, centrifugazione e raccolta dei campioni necessari. Prevede il funzionamento con provette, sistemi di ...

[Leggi di più](#)



RR-U
BS-010208-UK
supporto rotore

Supporto rotore