

# RMT-24, rotore

## DESCRIZIONE

Rotore ad angolo fisso per microprovette da 24 - 1,5 o 2 ml

## SPECIFICHE

Capacità	24
Max. velocità	6000 rpm
Max. RCF	3750 × g



## NUMERO DI CATEGORIA

BS-010221-BK

Rotore RMT-24

## ACCESSORI



**LMC-4200R**

Without rotor

Centrifuga refrigerata da laboratorio



**LMC-56**

Without rotor

Centrifuga da laboratorio



**RR-U**

BS-010208-UK  
supporto rotore

Supporto rotore

La centrifuga da banco per laboratorio con funzione di refrigerazione **LMC-4200R** assicura il controllo della temperatura dei materiali biologici durante la centrifugazione. Il controllo della temperatura del cosiddetto "cold-shelf" (ripiano ...

[Leggi di più](#)

Nuova moderna centrifuga da laboratorio da banco a bassa velocità **LMC-56**, progettata per una comoda sedimentazione, centrifugazione e raccolta dei campioni necessari. Prevede il funzionamento con provette, sistemi di ...

[Leggi di più](#)