

BA-2/50, Adattatori

DESCRIZIONE

Adattatore per 2 provette da 50 ml (set di 4 pz)

SPECIFICHE

Materiale secchio	Alluminio
Tipo di Rotor	Oscillante
Dimensioni (Ø × lunghezza)	29 × 115 mm
Capacità	2
Il volume del provetta	50 ml
Max. velocità	4200 rpm
Max. RCF	3260 × g
Produttori di provetta	Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010221-CK

BA-2/50

ACCESSORI



LMC-56

Without rotor

Centrifuga da laboratorio

Nuova moderna centrifuga da laboratorio da banco a bassa velocità **LMC-56**, progettata per una comoda sedimentazione, centrifugazione e raccolta dei campioni necessari. Prevede il funzionamento con provette, sistemi di ...

[Leggi di più](#)



BR-4U

BS-010221-AK

Rotore

Rotore a cestello oscillante senza adattatori



BI-25-8

BS-010221-UK

set di adattatori

Per BA-2/50 set opzionale di adattatori (8 pz) - BI-25-8 per provette coniche da 25 ml



RR-U

BS-010208-UK

supporto rotore

Supporto rotore