

BA-4/RT, Adattatori

DESCRIZIONE

Adattatore per 4 provette con fondo tondo da 10 ml (set di 4 pz)

SPECIFICHE

Materiale secchio	POM Kocetal
Tipo di Rotor	Oscillante
Capacità	4
Il volume del provetta	10–15 ml
Max. velocità	4200 rpm
Max. RCF	2960 × g
Produttori di provetta	Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010221-3K

BA-4/RT

ACCESSORI



LMC-56

Without rotor
Centrifuga da laboratorio

Nuova moderna centrifuga da laboratorio da banco a bassa velocità **LMC-56**, progettata per una comoda sedimentazione, centrifugazione e raccolta dei campioni necessari. Prevede il funzionamento con provette, sistemi di ...

[Leggi di più](#)



BR-4U

BS-010221-AK
Rotore

Rotore a cestello oscillante
senza adattatori



RR-U

BS-010208-UK
supporto rotore

Supporto rotore