

BR-4U, Rotore

DESCRIZIONE

Rotore a cestello oscillante senza adattatori

SPECIFICHE

Tipo di Rotor

Oscillante

Max. velocità

4200 rpm



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010221-AK

BR-4U, Rotore

ACCESSORI



LMC-56
Without rotor
Centrifuga da laboratorio

Nuova moderna centrifuga da laboratorio da banco a bassa velocità **LMC-56**, progettata per una comoda sedimentazione, centrifugazione e raccolta dei campioni necessari. Prevede il funzionamento con provette, sistemi di ...

[Leggi di più](#)



BA-2/50
BS-010221-CK
Adattatori

Adattatore per 2 provette da 50 ml (set di 4 pz)



BI-25-8
BS-010221-UK
set di adattatori

Per BA-2/50 set opzionale di adattatori (8 pz) - BI-25-8 per provette coniche da 25 ml



BA-4/FT
BS-010221-YK
Adattatori

Adattatore per 4 provette con fondo conico da 15 ml (set di 4 pz)



BA-4/VT
BS-010221-4K
Adattatori

Adattatore per per quattro adattatori vacutainer (set di 4 pz). Includi adattatori vacutainer da 8-9 ml [16 x 100], BN-16/100-16.



BN-13/75-16
BS-010221-OK
set di adattatori

Per BA-4/VT set opzionale di adattatori (16 pz) - BN-13/75-16 per i vacutainer da 2-5 ml [13x75]



BN-13/100-16
BS-010221-PK
set di adattatori

Per BA-4/VT set opzionale di adattatori (16 pz) - BN-13/100-16 per i vacutainer da 4-8 ml [13x100]



BN-16/100-16
BS-010221-QK
set di adattatori

Per BA-4/VT set opzionale di adattatori (16 pz) - BN-16/100-16 per i vacutainer da 8-10 ml [16x100]



BA-4/RT
BS-010221-3K
Adattatori

Adattatore per 4 provette con fondo tondo da 10 ml (set di 4 pz)



BA-8/5
BS-010221-FK
Adattatori

Adattatore per 8 provette da 5 ml (set di 4 pz)



BA-14/2U
BS-010221-JK
Adattatori

Adattatore per 14 provette da 2 ml (set di 4 pz)



RR-U
BS-010208-UK
supporto rotore

Supporto rotore