

# BR-4U, Rotore

## DESCRIZIONE

Rotore a cestello oscillante senza adattatori

## SPECIFICHE

Tipo di Rotor

Oscillante

Max. velocità

4200 rpm



## NUMERO DI CATEGORIA

BS-010221-AK

BR-4U, Rotore

## ACCESSORI



**LMC-56**  
Without rotor  
Centrifuga da laboratorio

Nuova moderna centrifuga da laboratorio da banco a bassa velocità **LMC-56**, progettata per una comoda sedimentazione, centrifugazione e raccolta dei campioni necessari. Prevede il funzionamento con provette, sistemi di ...

[Leggi di più](#)



**BA-2/50**  
BS-010221-CK  
Adattatori

Adattatore per 2 provette da 50 ml (set di 4 pz)



**BI-25-8**  
BS-010221-UK  
set di adattatori

Per BA-2/50 set opzionale di adattatori (8 pz) - BI-25-8 per provette coniche da 25 ml



**BA-4/FT**  
BS-010221-YK  
Adattatori

Adattatore per 4 provette con fondo conico da 15 ml (set di 4 pz)



**BA-4/VT**  
BS-010221-4K  
Adattatori

Adattatore per per quattro adattatori vacutainer (set di 4 pz). Includi adattatori vacutainer da 8-9 ml [16 x 100], BN-16/100-16.



**BN-13/75-16**  
BS-010221-OK  
set di adattatori

Per BA-4/VT set opzionale di adattatori (16 pz) - BN-13/75-16 per i vacutainer da 2-5 ml [13x75]



**BN-13/100-16**  
BS-010221-PK  
set di adattatori

Per BA-4/VT set opzionale di adattatori (16 pz) - BN-13/100-16 per i vacutainer da 4-8 ml [13x100]



**BN-16/100-16**  
BS-010221-QK  
set di adattatori

Per BA-4/VT set opzionale di adattatori (16 pz) - BN-16/100-16 per i vacutainer da 8-10 ml [16x100]



**BA-4/RT**  
BS-010221-3K  
Adattatori

Adattatore per 4 provette con fondo tondo da 10 ml (set di 4 pz)



**BA-8/5**  
BS-010221-FK  
Adattatori

Adattatore per 8 provette da 5 ml (set di 4 pz)



**BA-14/2U**  
BS-010221-JK  
Adattatori

Adattatore per 14 provette da 2 ml (set di 4 pz)



**RR-U**  
BS-010208-UK  
supporto rotore

Supporto rotore