

# BN-13/75-16, set di adattatori

## DESCRIZIONE

Per BA-4/VT set opzionale di adattatori (16 pz) - BN-13/75-16 per i vacutainer da 2-5 ml [13x75]



## NUMERO DI CATEGORIA

BS-010221-OK

Per BA-4/VT set opzionale di adattatori (16 pz) - BN-13/75-16 per i vacutainer da 2-5 ml

## ACCESSORI



**LMC-56**

Without rotor

Centrifuga da laboratorio

Nuova moderna centrifuga da laboratorio da banco a bassa velocità **LMC-56**, progettata per una comoda sedimentazione, centrifugazione e raccolta dei campioni necessari. Prevede il funzionamento con provette, sistemi di ...

[Leggi di più](#)



**BR-4U**

BS-010221-AK

Rotore

Rotore a cestello oscillante senza adattatori



**BA-4/VT**

BS-010221-4K

Adattatori

Adattatore per per quattro adattatori vacutainer (set di 4 pz). Inclusi adattatori vacutainer da 8-9 ml [16 x 100], BN-16/100-16.