

BN-13/100-16, set di adattatori

DESCRIZIONE

Per BA-4/VT set opzionale di adattatori (16 pz) - BN-13/100-16 per i vacutainer da 4-8 ml [13x100]



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010221-PK

Per BA-4/VT set opzionale di adattatori (16 pz) - BN-13/100-16 per i vacutainer da 4-8 ml

ACCESSORI



LMC-56

Without rotor

Centrifuga da laboratorio

Nuova moderna centrifuga da laboratorio da banco a bassa velocità **LMC-56**, progettata per una comoda sedimentazione, centrifugazione e raccolta dei campioni necessari. Prevede il funzionamento con provette, sistemi di ...

[Leggi di più](#)



BR-4U

BS-010221-AK

Rotore

Rotore a cestello oscillante senza adattatori



BA-4/VT

BS-010221-4K

Adattatori

Adattatore per per quattro adattatori vacutainer (set di 4 pz). Inclusi adattatori vacutainer da 8-9 ml [16 x 100], BN-16/100-16.