

BN-13/75-24, set di adattatori

DESCRIZIONE

Per rotore R-24/10, Ri-24/10 set opzionale di adattatori (24 pz) - BN-13/75-24 per i vacutainer da 2-5 ml



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010221-RK

Per rotore R-24/10, Ri-24/10 set opzionale di adattatori (24 pz) - BN-13/75-24 per i vacutainer da 2-5 ml

ACCESSORI



LMC-4200R

Without rotor

Centrifuga refrigerata da laboratorio

La centrifuga da banco per laboratorio con funzione di refrigerazione **LMC-4200R** assicura il controllo della temperatura dei materiali biologici durante la centrifugazione. Il controllo della temperatura del cosiddetto "cold-shelf" (ripiano ...

[Leggi di più](#)



LMC-56

Without rotor

Centrifuga da laboratorio

Nuova moderna centrifuga da laboratorio da banco a bassa velocità **LMC-56**, progettata per una comoda sedimentazione, centrifugazione e raccolta dei campioni necessari. Prevede il funzionamento con provette, sistemi di ...

[Leggi di più](#)



R-24/10

BS-010212-JK

rotore

Rotore girevole per provette da centrifuga con fondo arrotondato.



Ri-24/10

BS-010221-LK

rotore

Rotore girevole per provette da centrifuga con fondo arrotondato.