

# BN-16/100-24, set di adattatori

## DESCRIZIONE

Per rotore R-24/10, Ri-24/10 set opzionale di adattatori (24 pz) - BN-16/100-24 per i vacutainer da 8-10 ml



## NUMERO DI CATEGORIA

BS-010221-TK

Per rotore R-24/10, Ri-24/10 set opzionale di adattatori (24 pz) - BN-16/100-24 per i vacutainer da 8-10 ml

## ACCESSORI



**LMC-4200R**

Without rotor

Centrifuga refrigerata da laboratorio

La centrifuga da banco per laboratorio con funzione di refrigerazione **LMC-4200R** assicura il controllo della temperatura dei materiali biologici durante la centrifugazione. Il controllo della temperatura del cosiddetto "cold-shelf" (ripiano ...

[Leggi di più](#)



**LMC-56**

Without rotor

Centrifuga da laboratorio

Nuova moderna centrifuga da laboratorio da banco a bassa velocità **LMC-56**, progettata per una comoda sedimentazione, centrifugazione e raccolta dei campioni necessari. Prevede il funzionamento con provette, sistemi di ...

[Leggi di più](#)



**R-24/10**

BS-010212-JK

rotore

Rotore girevole per provette da centrifuga con fondo arrotondato.



**Ri-24/10**

BS-010221-LK

rotore

Rotore girevole per provette da centrifuga con fondo arrotondato.