

# BI-25-8, set di adattatori

## DESCRIZIONE

Per BA-2/50 set opzionale di adattatori (8 pz) - BI-25-8 per provette coniche da 25 ml



## NUMERO DI CATEGORIA

BS-010221-UK

Per BA-2/50 set opzionale di adattatori (8 pz) - BI-25-8 per provette coniche da 25 ml

## ACCESSORI



**LMC-56**

Without rotor

Centrifuga da laboratorio

Nuova moderna centrifuga da laboratorio da banco a bassa velocità **LMC-56**, progettata per una comoda sedimentazione, centrifugazione e raccolta dei campioni necessari. Prevede il funzionamento con provette, sistemi di ...

[Leggi di più](#)



**BR-4U**

BS-010221-AK

Rotore

Rotore a cestello oscillante senza adattatori



**BA-2/50**

BS-010221-CK

Adattatori

Adattatore per 2 provette da 50 ml (set di 4 pz)