


## B-05E, blocco

### DESCRIZIONE

B-05E blocco per una micropiastra a pozzetto Eppendorf® 96/500 µl - Cat.No. 0030501101



### NUMERO DI CATEGORIA

BS-010159-QK

B-05E blocco per una micropiastra a pozzetto  
Eppendorf® 96/500 µl



**TS-DW**

Without thermoblock

Agitatore termico per micropiastre a pozzetto

TS-DW Agitatore termico progettato per l'agitazione e la termostatazione di micropiastre a pozzetto. Un principio multisistema, utilizzato nella progettazione dell'agitatore termico, consente di utilizzarlo come fossero 3 strumenti indipendenti:

- Incubatore; ...

[Leggi di più](#)