


B-12AB, blocco

DESCRIZIONE

B-12AB blocco per una micropiastra a pozzetto Abgene™ Storage Plate 96/1200 µl - Cat.No. AB0564, AB0787



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010159-SK

B-12AB blocco per una micropiastra a pozzetto
Abgene™ Storage Plate 96/1200 µl



TS-DW

Without thermoblock

Agitatore termico per micropiastre a pozzetto

TS-DW Agitatore termico progettato per l'agitazione e la termostatazione di micropiastre a pozzetto. Un principio multisistema, utilizzato nella progettazione dell'agitatore termico, consente di utilizzarlo come fossero 3 strumenti indipendenti:

- Incubatore; ...

[Leggi di più](#)