


B-1R, blocco

DESCRIZIONE

B-1R blocco per una micropiastra a pozzetto Riplate® 96/1000 µl - Cat.No. 43001-0101



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010159-UK

B-1R blocco per una micropiastra a pozzetto
Riplate® 96/1000 µl - Cat.No. 43001-0101



TS-DW

Without thermoblock

Agitatore termico per micropiastre a pozzetto

TS-DW Agitatore termico progettato per l'agitazione e la termostatazione di micropiastre a pozzetto. Un principio multisistema, utilizzato nella progettazione dell'agitatore termico, consente di utilizzarlo come fossero 3 strumenti indipendenti:

- Incubatore; ...

[Leggi di più](#)