


B-2R, blocco

DESCRIZIONE

B-2R blocco per una micropietra a pozzetto Riplate® 96/2000 µl - Cat.No. 43001-0103



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010159-TK

B-2R blocco per una micropietra a pozzetto
Riplate® 96/2000 µl



TS-DW

Without thermoblock

Agitatore termico per micropiastre a pozzetto

TS-DW Agitatore termico progettato per l'agitazione e la termostatazione di micropiastre a pozzetto. Un principio multisistema, utilizzato nella progettazione dell'agitatore termico, consente di utilizzarlo come fossero 3 strumenti indipendenti:

- Incubatore; ...

[Leggi di più](#)