


B-2SL, blocco

DESCRIZIONE

B-2SL blocco per una micropiastra a pozzetto Starlab® 96/1200 µl - Cat.No. E2896-0120



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010159-IK

B-2SL blocco per una micropiastra a pozzetto
Starlab® 96/1200 µl



TS-DW

Without thermoblock

Agitatore termico per micropiastre a pozzetto

TS-DW Agitatore termico progettato per l'agitazione e la termostatazione di micropiastre a pozzetto. Un principio multisistema, utilizzato nella progettazione dell'agitatore termico, consente di utilizzarlo come fossero 3 strumenti indipendenti:

- Incubatore; ...

[Leggi di più](#)