


B-2SD, blocco

DESCRIZIONE

B-2SD blocco per una micropietra a pozzetto Slicprep™ 96 - Cat.No. AB0932



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010159-PK

B-2SD blocco per una micropietra a pozzetto
Slicprep™ 96



TS-DW

Without thermoblock

Agitatore termico per micropiastre a pozzetto

TS-DW Agitatore termico progettato per l'agitazione e la termostatazione di micropiastre a pozzetto. Un principio multisistema, utilizzato nella progettazione dell'agitatore termico, consente di utilizzarlo come fossero 3 strumenti indipendenti:

- Incubatore; ...

[Leggi di più](#)