

## LT-120, Tavolo regolabile in altezza

### DESCRIZIONE

Tavolo da lavoro da laboratorio con altezza regolabile elettricamente.

- Il set comprende 2 gambe con 2 motori.
- Controller con memoria - 4 modalità di memoria, indicatore di altezza digitale, pulsante con movimento su/giù.
- Altezza regolabile: 625 - 1280 mm.
- Capacità di sollevamento: 89 kg.
- Piano di lavoro in laminato ad alta pressione chimicamente resistente, spessore 25 mm, bordo blu.



### SPECIFICHE

Carico massimo	89 kg
Dimensioni complessive (L×P×H)	1200 × 600 × 625 - 1280 mm
Peso	45 kg

### NUMERO DI CATEGORIA

BS-040107-EK

LT-120, Tavolo regolabile in altezza

### ACCESSORI



**LTD-1**  
BS-040107-OK  
Cassetto

Cassetto con tappetino in silicone antiscivolo e funzione soft close. Può essere montato successivamente.



**SBR-1**  
BS-040107-NK  
Blocco presa

Blocco prese, a scomparsa, con LED blu.



**LF-1**  
BS-050101-BK  
Unità a cassetti

Il nuovo design modulare dei mobili da laboratorio assicura flessibilità e facilità di utilizzo.