

LT-150, Tavolo regolabile in altezza

DESCRIZIONE

Tavolo da lavoro da laboratorio con altezza regolabile elettricamente.

- Il set comprende 2 gambe con 2 motori.
- Controller con memoria - 4 modalità di memoria, indicatore di altezza digitale, pulsante con movimento su/giù.
- Altezza regolabile: 625 - 1280 mm.
- Capacità di sollevamento: 86 kg.
- Piano di lavoro in laminato ad alta pressione chimicamente resistente, spessore 25 mm, bordo blu.



SPECIFICHE

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Carico massimo | 86 kg |
| Dimensioni complessive (L×P×H) | 1500 × 600 × 625 - 1280 mm |
| Peso | 49 kg |

NUMERO DI CATEGORIA

BS-040107-JK LT-150, Tavolo regolabile in altezza

ACCESSORI



LTD-1
BS-040107-OK
Cassetto

Cassetto con tappetino in silicone antiscivolo e funzione soft close. Può essere montato successivamente.



SBR-1
BS-040107-NK
Blocco presa

Blocco prese, a scomparsa, con LED blu.



LF-1
BS-050101-BK
Unità a cassetti

Il nuovo design modulare dei mobili da laboratorio assicura flessibilità e facilità di utilizzo.