

LT-180, Tavolo regolabile in altezza

DESCRIZIONE

Tavolo da lavoro da laboratorio con altezza regolabile elettricamente.

- Il set comprende 2 gambe con 2 motori.
- Controller con memoria - 4 modalità di memoria, indicatore di altezza digitale, pulsante con movimento su/giù.
- Altezza regolabile: 625 - 1280 mm.
- Capacità di sollevamento: 83 kg.
- Piano di lavoro in laminato ad alta pressione chimicamente resistente, spessore 25 mm, bordo blu.



SPECIFICHE

Carico massimo	83 kg
Dimensioni complessive (L×P×H)	1800 × 600 × 625 - 1280 mm
Peso	52 kg

NUMERO DI CATEGORIA

BS-040107-HK

LT-180, Tavolo regolabile in altezza



UVC/T-AR
BS-040102-A13
Armadio PCR

UVC/T-AR è una cappa per PCR progettata per creare un ambiente pulito e privo di contaminazioni per l'allestimento della PCR e altri flussi di lavoro relativi agli acidi nucleici.

Questo ...

[Leggi di più](#)



LTD-1
BS-040107-OK
Cassetto

Cassetto con tappetino in silicone antiscivolo e funzione soft close. Può essere montato successivamente.



SBR-1
BS-040107-NK
Blocco presa

Blocco prese, a scomparsa, con LED blu.



UVC/T-M-AR
With built in socket and inlet for power cords
Armadio PCR

UVC/T-M-AR è una cappa per PCR progettata per creare un ambiente pulito e privo di contaminazioni per l'allestimento della PCR e altri flussi di lavoro relativi agli acidi nucleici.

Questo ...

[Leggi di più](#)



UVT-B-AR
With built in socket and inlet for power cords
Armadio PCR

UVT-B-AR è una cappa per PCR progettata per creare un ambiente pulito e privo di contaminazioni per l'allestimento della PCR e altri flussi di lavoro relativi agli acidi nucleici.

Questo ...

[Leggi di più](#)



UVT-S-AR
BS-040107-A07
Armadio PCR

UVT-S-AR è una cappa per PCR progettata per creare un ambiente pulito e privo di contaminazioni per l'allestimento della PCR e altri flussi di lavoro relativi agli acidi nucleici.

Questo ...

[Leggi di più](#)



LF-1
BS-050101-BK
Unità a cassetti

Il nuovo design modulare dei mobili da laboratorio assicura flessibilità e facilità di utilizzo.