

LTD-1, Cassetto

DESCRIZIONE

Cassetto con tappetino in silicone antiscivolo e funzione soft close. Può essere montato successivamente.

SPECIFICHE

Dimensioni interne del cassetto (L×P×H)	310 × 350 × 40 mm
Dimensioni complessive (L×P×H)	430 × 410 × 70 mm



NUMERO DI CATEGORIA

BS-040107-OK

LTD-1, Cassetto

ACCESSORI



LT-120

BS-040107-EK

Tavolo regolabile in altezza

Tavolo da lavoro da laboratorio con altezza regolabile elettricamente.

- Il set comprende 2 gambe con 2 motori.
- Controller con memoria - 4 modalità di memoria, indicatore di altezza digitale, pulsante ...

[Leggi di più](#)



LT-150

BS-040107-JK

Tavolo regolabile in altezza

Tavolo da lavoro da laboratorio con altezza regolabile elettricamente.

- Il set comprende 2 gambe con 2 motori.
- Controller con memoria - 4 modalità di memoria, indicatore di altezza digitale, pulsante ...

[Leggi di più](#)



LT-180

BS-040107-HK

Tavolo regolabile in altezza

Tavolo da lavoro da laboratorio con altezza regolabile elettricamente.

- Il set comprende 2 gambe con 2 motori.
- Controller con memoria - 4 modalità di memoria, indicatore di altezza digitale, pulsante ...

[Leggi di più](#)