

Tubetti di campioni 18mm

DESCRIZIONE

Tubetti di campioni di vetro 18x100mm, alto borosilicato, tappo in PP con cuscinetto in silicone.
Imballaggio: 100 pezzi/scatola

SPECIFICHE

Altezza	100 mm
Diametro	18 mm



NUMERO DI CATEGORIA

BS-050102-NK

Tubetti di campioni di vetro con tappi
18x100mm, 100 pz.



DEN-1
BS-050102-AAF

Densitometro (rilevatore di torbidità della sospensione)

I densitometri sono progettati per la misurazione della torbidità di una sospensione cellulare nel seguente intervallo 0,0–6,0 unità McFarland ($0 - 180 \times 10^7$ cellule/ml).

I densitometri forniscono l'opportunità di misurare ...

[Leggi di più](#)



DEN-1B
BS-050104-AAF

Densitometro (rilevatore di torbidità della sospensione)

I densitometri sono progettati per la misurazione della torbidità di una sospensione cellulare nel seguente intervallo 0,0–6,0 unità McFarland ($0 - 180 \times 10^7$ cellule/ml).

I densitometri forniscono l'opportunità di misurare ...

[Leggi di più](#)